

Eksport certyfikatu dla komputera bez Internetu

Komputery, które są odłączone od Internetu przez długi czas, mogą mieć problem z uruchomieniem aplikacji SIMULand i weryfikacją podpisu plików oprogramowania układowego. Dzieje się tak, ponieważ aplikacja korzysta z magazynu certyfikatów systemu Windows (certmgr.msc).

Rozwiązanie 1 - eksport certyfikatów z innego komputera

Lista wymaganych certyfikatów:

- *DigiCert Trusted G4 Code Signing RSA4096 SHA384 2021 CA1*
- *DigiCert Trusted Root G4*
- *DigiCert Assured ID Root CA*
- *DigiCert Global Root G2*
- *RapidSSL TLS RSA CA G1*

Procedura eksportu certyfikatów z komputera z dostępem do Internetu:

1. Uruchom okno (Win + R) wpisz polecenie: **certmgr.msc**
2. W menu Akcje -> Wyszukaj certyfikaty...
3. Szukaj w polu: **Wystawiono dla**; Zawiera: <nazwa kopiowanego certyfikatu>; Rozpocznij od strzałki **Znajdź**
4. W wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele wyników. Wybierz ten z najdłuższym okresem ważności. Kliknij prawym przyciskiem myszy **Eksportuj...**
5. Użyj kreatora, aby wyeksportować na dysk w formacie binarnym X.509, kodowanie DEV (*.cer).
6. Powtórz czynności z punktu 3) dla wszystkich nazw certyfikatów.

Przenieś wszystkie wyeksportowane pliki *.cer na komputer docelowy z zainstalowanym programem SIMULand.

Import certyfikatów:

1) Uruchom każdy wyeksportowany plik *.cer poprzez dwukrotne kliknięcie, wybierz opcję Zainstaluj certyfikat i za pomocą kreatora zaimportuj go do repozytoriów wymienionych w poniższej tabeli. Niektóre certyfikaty muszą znajdować się w wielu repozytoriach. W ich przypadku konieczne jest przeprowadzenie instalacji kilka razy.

Subject(Issued for)	Typ przechowywania		
	Pośredniczące urzędy certyfikacji	Główne urzędy certyfikacji stron trzecich	Zaufane główne urzędy certyfikacji
DigiCert Trusted G4 Code Signing RSA4096 SHA384 2021 CA1	●		
DigiCert Trusted Root G4		●	●
DigiCert Assured ID Root CA			●
DigiCert Global Root G2		●	●
RapidSSL TLS RSA CA G1	●		